

USER MANUAL

Placing the Essence Air™ mattress overlay in use

- Remove the Essence Air™ out of the packaging. Do not use knives, scissors or other sharp objects to open the package.
- Remove all bed linen.
- Place the Essence Air™ on the base mattress at the foot of the bed.
- Open both valves and unroll the Essence Air™ until it is flat on the base mattress.

To inflate the Essence Air™

Turn both valves at the foot end of the Essence Air™ in anti-clockwise direction. The Essence Air™ will self-inflate in approximately 3-5 minutes. When the Essence Air™ has inflated, close both valves firmly to achieve a full seal.

Note

Full self-inflation on first use requires minimum 10 minutes with valves fully opened.

Deflating after use

- Open both valves completely
- Start rolling from the non-valve end.
- Roll by hand as tightly as possible in the direction of the valve end of the Essence Air™.
- You will hear the air exhausting through the valves.
- When the Essence Air™ is fully rolled and compressed, close the valves securely.
- The Essence Air™ is ready for transport.

Cleaning and care

- Hygienic wipes can be used or the Essence Air™ can be wiped down with water and any mild detergent. Please ensure the correct dilution is used.
- Never use phenol based cleaning agents or organic solvents to clean the Essence Air™.
- Do not tumble dry.
- Do not dry clean.
- Do not machine wash.

Caution

- Never apply direct flame/heat to the Essence Air™.
- Do not touch the Essence Air™ with any sharp object.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Erste Ingebrauchnahme der Essence Air™ Matratzenauflage

- Die Verpackung entfernen. Benutzen Sie zum Öffnen keine Scheren, Messer oder anderen scharfen Gegenstände.
- Das Bettlaken abziehen.
- Die Matratzenauflage am Fußende platzieren.
- Beide Ventile öffnen die Auflage füllt sich mit Luft und rollt sich selbsttätig aus, bis sie flach auf der Matratze liegt.

Matratzenauflage befüllen mit Luft

Die beiden Ventile am Fußende der Auflage durch drei komplette Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn vollständig öffnen, damit die Matratzenauflage sich selbsttätig mit Luft füllen kann. Dieser Vorgang dauert ca. 3 bis 5 Minuten.

Wenn die Matratzenauflage vollständig mit Luft gefüllt ist, müssen beide Ventile zum Verschließen im Uhrzeigersinn fest zuge dreht werden.

Nachdem die Matratzenauflage komplett mit Luft befüllt ist, kann die Matratze mit Auflage wie gewohnt bezogen werden.

Hinweis

Bei der ersten Ingebrauchnahme der Matratzenauflage wird dass selbsttätige befüllen bei vollständig geöffneten Ventilen ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen. Der etwas ungewöhnliche Geruch von dem neuen VE-Schaum wird nach eini ger Zeit verfliegen.

Entleeren nach Gebrauch

- Beide Ventile vollständig öffnen.
- Die Auflage so fest wie möglich in Richtung der Ventile aufrollen.
- Die Luft entweicht hörbar aus der Auflage. Wenn die Auflage komplett aufgerollt undkomprimiert ist, die Ventile sorgfältig schließen.
- Die Auflage ist zum Transport fertig.

Reinigung und Pflege

- Die Matratzenauflage kann mit einem feuchten Tuch, lauwarmen Seifenwasser oder klinischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Lösung benützt wird.
- Keine Phenole oder Lösungsmittel benutzen.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen.
- Nicht chemisch reinigen.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.

Warnung

- Nicht mit offenem Feuer oder Hitze in Verbindung bringen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Ingebruikname van het Essence Air™ oplegmatras

- De verpakking verwijderen. Bij het openen geen scharen, messen of andere scherpe voorwerpen gebruiken.
- Het bedlinnen afhalen.
- Leg de Essence Air™ aan het voeteneinde van het basismatras.
- Beide ventielen openen, de Essence Air™ vult zich met lucht en rolt vanzelf uit totdat hij vlak op het basismatras ligt.

Essence Air™ met lucht vullen

De twee ventielen aan het voeteinde van de Essence Air™ middels drie draaiingen, tegen de richting van de klok in, volledig openen, zodat de Essence Air™ zichzelf opblaast. Dit duurt ca. 3 tot 5 minuten.

Als de Essence Air™ volledig met lucht gevuld is, worden de ventielen, in de richting van de klok dichtgedraaid.

Nadat de Essence Air™ met lucht is gevuld kunt u deze zoals gewoonlijk opmaken.

Opmerking

De eerste keer dat de Essence Air™ zich met lucht vult, zal de vultijd ongeveer 10 minuten bedragen.

Medlogics BV

Kanaalweg 29C

3526KM Utrecht

The Netherlands

Tel: +31 30 8200308

Fax: +31 30 8200311

Email: info@medlogics.com

Web: www.medlogics.com

De typische geur van het nieuwe visco elastische schuim verdwijnt na enige tijd.

Het legen van de Essence Air™ na gebruik

- Beide ventielen geheel opendraaien.
- De Essence Air™ zo dicht mogelijke oprollen in de richting van de ventielen.
- U hoort de lucht uit de Essence Air™ ontsnappen.
- Als de Essence Air™ compleet is opgerold kunnen de ventielen zorgvuldig gesloten worden.
- De Essence Air™ is nu klaar voor transport.

Reiniging en onderhoud

- De Essence Air™ kan met een vochtige doek, een lauwwarm sopje of met klinische reinigingsmiddelen worden gereinigd. Zorg ervoor, dat de juiste verhoudingen gebruikt worden.
- Geen fenolen of oplosmiddelen gebruiken.
- Niet in de droger drogen.
- Niet chemisch reinigen.
- Niet in de wasmachine wassen.

Waarschuwing

- Niet met open vuur in verbinding brengen.
- Vermijdt het contact met scherpe voorwerpen.

CE MDD 93/42/EEC voor klasse 1
© 2011 Medlogics BV
ALL RIGHTS RESERVED

Essence Air™ mattress overlay

Air and foam for comfort and protection

User manual

Gebrauchsanweisung

Gebruikershandleiding

